



# S3

公司名稱 \_\_\_\_\_  
電郵地址 \_\_\_\_\_ 電話 \_\_\_\_\_ 傳真 \_\_\_\_\_  
聯絡人/ 帳號號碼 \_\_\_\_\_ 訂購日期 \_\_\_\_\_ 訂單號碼 \_\_\_\_\_

## 免責聲明-請向病人解釋並確認病人理解以下資訊：

- ☐ 1. 假肢的外觀不可能與健肢完全相同。
- ☐ 2. 假肢的尺寸可能與健肢不匹配，這取決於殘肢的情況。
- ☐ 3. 請不要預期矽膠假肢的顏色在所有情況下與病人的膚色相同。
- ☐ 4. 假肢的使用壽命取決於假肢的環境狀況、使用情況和維修保養。
- ☐ 5. 皇室矽膠義肢的保修條款，請參閱2015年目錄，第143頁至第145頁。
- ☐ 6. 試樣產品的貨期為14到21個工作天，正式產品的貨期為14個工作天。由於貨品扣關、裝船延誤或其他我們無法控制的原因可能會影響交貨時間。  
注意：貨期由香港皇室義肢確認收到確認單當日算起，詳情請參考確認單。
- ☐ 7. 試樣產品只是為了檢驗顏色和合適度，不應該使用或轉售，試樣產品經皇室義肢要求應予以歸還。

\*\*當閣下填寫好此訂單發送給皇室義肢有限公司，即表示您同意我們私隱政策中規定的收集、使用和傳輸您的資料。請參閱我們網站 [www.regalprosthesis.com](http://www.regalprosthesis.com) 或手機程式 APP 中的私隱政策內容，並在下訂單前瞭解該政策。

矯形師簽名 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

## 訂購步驟：

- ☐ 1. 適當的測量病人殘肢及健肢的尺寸，在後面的頁面中按1:1的比例勾畫輪廓及填寫資料。  
注：如果訂單和石膏模的測量資料差別小於4%，我們會選擇較小的測量資料製造試樣。
- ☐ 2. 利用皇室義肢的色版，選擇與病人殘肢及健肢最接近顏色，並將之填寫在隨後的頁面中。
- ☐ 3. 拍攝殘肢和健肢的照片。
- ☐ 4. 從2015年的目錄中，選擇尺寸及外觀最接近病人健肢的尺碼，並將之填寫在隨後的頁面。  
注：正式產品的型號及尺寸取決與選擇的尺碼。正式產品的尺碼可能與訂單選擇的尺碼不同。
- ☐ 5. 殘肢及健肢應在自然形態下取型。  
正常情況下，石膏模的尺寸比殘肢真實尺寸大，石膏模尺寸必須與實際殘肢尺寸相稱。  
注1：資料的準確度決定了假肢試樣的次數，最終決定了正式產品的總製作時間。  
注2：假肢的內泡棉將根據修改過的石膏模製作。因此，石膏模的尺寸必須反映殘肢的真實尺寸。
- ☐ 6. 在石膏模上標上病人姓名、前後位置及敏感區域。
- ☐ 7. 在寄出前妥善包裹石膏模，以免石膏模在運送過程中受到破壞。

患者名稱 \_\_\_\_\_ 年齡 \_\_\_\_\_ 性別 \_\_\_\_\_ 職業 \_\_\_\_\_

病人聯繫電話 / 電郵 \_\_\_\_\_

截肢位置及情況 \_\_\_\_\_

注1: 如果殘肢正在發炎，在殘肢消炎後，假肢可能會不合適。

注2: 如果殘肢上有未癒合的傷口，請避免穿戴假肢。假肢應該在殘肢傷口完全癒合後穿戴。

注3: 如果殘肢敏感，請修整（加厚）石膏模以減少敏感區域的壓力。

型號 200C, 200S, 201, 202, 203, 204, 205 單指			皇室 2015 年目錄 參考頁碼	訂購編碼	輸入編碼
標準配置	型號	請參考 2015 年目錄第 50 頁			
	性別, 尺碼	請參考 2015 年目錄第 54-99 頁			
	左右	左 / 右		L / R	
	顏色 - 單色	請使用皇室的色板			
	半訂做	半訂做	7	SCM	SCM
選項： 表面及外觀優化	顏色	雙色 (例: D3 - P2)	14	D / P	
		客戶自定顏色 (需要客戶提供色版)		CC	
	指甲, 毛髮	X 系列	16	X	
		- 毛髮形態 (2D, 3D)		2D / 3D	
		- 毛髮顏色 (棕黑色, 棕色, 黑色)		BB / BR / BL	
		亞加力指甲	17	ACRN	
穿衣便	穿衣便	19	SC		
選項： 結構提升	按型填充	- 海綿, 矽膠, 海綿和矽膠混合	21	F / S / F+S	
	手指結構	加鐵線 / 加被動指節	23	W / HF	
		手指彎曲度 - B1 (筆直), B2 (標準), B3 (特彎)	23	B1 / B2 / B3	
其他	膠水	醫療用膠水 (用來加強懸吊效果)	135	<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
有特別的裁剪要求嗎? (如有, 請確保有標示剪裁線)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
殘肢上的手指可以彎曲嗎? (如有, 哪根手指可以彎曲呢: _____)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
矽膠手指戴到第二指節? (如果是的話, 矽膠手指將會製作到第二指節的中間。矯形師可以裁剪矽膠手指到理想的長度)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
殘肢較短, 需要延長邊緣以加強懸吊效果。 (請在石膏模或畫圖上畫上延長的邊緣。)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	
寄出正式產品, 同時歸還石膏模? (請留意, 我們已採用 3D 掃描技術儲存石膏模 / 蠟模的資料, 故客戶之石膏模 / 蠟模會在製作流程中銷毀)				<input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否	

備註: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 測量方法

長度及寬度：

手指



手掌



圍長：

手指



手掌




### 1:1畫圖指引

1. 以 (毫米 □ / 英寸 □) 填寫以下頁面需要的尺寸。
2. 在圖表中用 “+” 號標記敏感區域的位置。
3. 請提供儘量多的尺寸，這有助於製作更帖服的試樣產品。如需要，可以在訂購表格上稍做修改。
4. 所有長度應該在掌心方向量度。

◡ = 長度

□ = 圓周




這是一個例子，  
請在下一頁勾畫手的輪廓及填寫測量的數據

請在下面以1:1勾畫殘肢（如位置不夠可畫在其他紙張上）並在上面填寫上第4頁要求的尺寸。

# 掌心向下 (殘肢)

例子




這些資料只可以當作額外的補充，並不可以取代石膏模。

請在下面以1:1勾畫健肢（如位置不夠可畫在其他紙張上）並在上面填寫上第4頁要求的尺寸。

# 掌心向下 (健肢)

例子



這些資料只可以當作額外的補充，並不可以取代石膏模。